

Clearblue® EARLY EARLY DETECTION

RASKAUSTESTI

Tarkkuus yli 99 % kuukautisten oletetusta alkamispäivästä lähtien.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen testin tekemistä.

1 MILLOIN TESTIN VOI TEHDÄ

SUOJUS VÄRIÄ VAIHTAVA NÄYTTEENOTTOPÄÄ



- Voit tehdä testin jopa 6 päivää ennen kuukautisten välinjäämistä, mikä on 5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää.
- Jos teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, käytä aamun ensimmäistä virtsaa. Muutoin voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa.
- Vältä liiallista juomista ennen testin tekemistä.

2 TEE TESTI

A



VIRTSASUIHKU

Väriä vaihtavaa näytteenottopäätä on pidettävä virtsassa, kunnes 5 sekuntia on kulunut.

TAI

B



KERÄTTY NÄYTE

Aloita 20 sekunnin ajanotto heti kun huomaat väriä vaihtavan näytteenottopään muuttuvan vaaleanpunaiseksi.

Kasta ainoastaan näytteenottopäätä kokonaan virtsaan.

- Poista suojakääre ja irrota suojus.

Käytä testipuikko välittömästi.

VALITSE TESTIMENETELMÄ

- **TÄRKEÄÄ:** Väriä vaihtava näytteenottopäätä muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen.

A Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä virtsasuihkussa täydet 5 sekuntia.

TAI

B Kasta ainoastaan näytteenottopäätä kokonaan puhtaaseen ja kuivaan astiaan kerättyyn virtsanäytteeseen ja pidä sitä näytteessä 20 sekunnin ajan.

- Jos väriä vaihtava näytteenottopäätä ei muutu kokonaan vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 7.
- Aseta suojus takaisin ja aseta testipuikko vaakatasoon.
- Aloita ajanotto.

3
minuuttia

ODOOTA TÄYDET 3 MINUUTTIA Ennen tuloksen lukemista

3 LUE TULOKSESI



- Viiva voi tulla näkyviin kontrolli-ikkunaan nopeasti, mutta sinun ON odotettava 3 minuuttia ennen tuloksen lukemista. Jos kontrolli-ikkunaan ei ilmesty sinistä viivaa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 8).

EI RASKAANA



Kuva A

JOS NÄET KAKSI VIIVAA, OLET RASKAANA



Kuva B



Kuva C



Kuva D

SILLÄ EI OLE MERKITYSTÄ, KUINKA VAALEAT
TAI TUMMAT VIIVAT OVAT.

- Jos saat tuloksen **Ei raskaana**, katso kysymys 4.
- Jos saat tuloksen **Raskaana**, katso kysymys 3.
- Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, katso kysymys 9.

TÄRKEÄÄ! Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

- 1 Miten Clearblue® Early -raskaustesti toimii?**
Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukagonadotropiinia). Tämä testi tunnistaa pienetkin määrät hCG-hormonia virtsassa. (Testin herkkyys on 10 mlU/ml.)
- 2 Milloin voin tehdä Clearblue® Early -raskaustestin?**
Voit tehdä testin jopa 6 päivää ennen kuukautisten väliinjäämistä, mikä on 5 päivää ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää. Jos teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää ja saat tuloksen Ei raskaana, on kuitenkin mahdollista, että olet raskaana. Alla olevasta taulukosta näet alkuraskauden näytteille tehtyjien kliinisten testien tulokset.

Varhainen testaaminen	
Päivien määrä ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää	Näytteiden prosenttiosuus raskaana olevista naisista, jotka saavat Raskaana-tuloksen
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

- 3 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?**
Ota yhteys lääkäriin, joka kertoo seuraavista toimenpiteistä.
- 4 Testin mukaan en ole raskaana, mutta epäilen kuitenkin olevani raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?**
Et ehkä ole raskaana, tai hCG-raskaushormonin pitoisuus ei ole vielä riittävänsä suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän. Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten oletettuna alkamispäivänä. Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluessa. Jos tämänkin testin tulos on Ei raskaana evätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

- 5 Sain aikaisemmin tuloksen, jonka mukaan olen raskaana, mutta kun tein uuden testin, sainkin Ei raskaana -tuloksen tai kuukautisesi ovat alkaneet. Mitä tämä tarkoittaa?**
Vaikka testi havaitsee raskaushormonin yli 99 %:n tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä lähtien, voit saada raskaana-tuloksen, vaikka myöhemmin käykin ilmi, ettet ole raskaana (ts. saat myöhemmin ei raskaana -tuloksen tai kuukautiset alkavat). Tämä voi johtua raskauden luonnollisesta keskeytymisestä raskauden alkuvaiheessa. Tämä on valitettavaa, mutta ei epätavallista, sillä noin joka neljäs raskaus keskeytyy aivan alkuvaiheessa. Jos saat odottamattoman tuloksen, kysy neuvoa lääkäriltä.

- 6 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?**
Lue aina käyttämäsi lääkkeen käyttöohjeet ennen testin tekemistä. HCG-hormonia sisältävät lääkkeet saattavat vaikuttaa tulokseen. Kohdunulkoinen raskaus tai äskettäinen raskaus, vaikka se olisi keskeytynyt ennenaikaisesti, voi aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia. Jos sinulla on vaihdevuodet tai lähestyvä vaihdevuosi, voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen, vaikka et ole raskaana. Klomifeenisitraattia sisältävien hormonihoitojen, särkylääkkeiden, alkoholin, antibioottien ja ehkäisytablettien ei pitäisi vaikuttaa testin tulokseen. Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

- 7 Käytin testiä, mutta väriä vaihtava näytteenottopää ei muuttunut kokonaan vaaleanpunaiseksi. Mitä minun pitäisi tehdä?**
Virtsan määrä on saattanut jäädä liian vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 8.

- 8 Tein testin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?**
Jos sininen viiva ei ilmesty kontrolli-ikkunaan 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, testi ei ole toiminut. Syyinä voi olla:
- Et pitänyt väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai asettanut testiä vaakatasoon testauksen jälkeen.
 - Virtsaa käytettiin liian paljon tai liian vähän.
- Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testipaukkoa ja huolehdi siitä, että noudatat ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen ja tehdä testin käyttämällä näytteestä tehtävää testausmenetelmää.

- 9 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?**
Katso Lue tuloksesi -kappaleessa esitetyt kuvat.
- Kuva A**
Tuloksesi on Ei raskaana. Jos edelleen epäilet olevasi raskaana, katso kysymys 4.

Kuvat B-D
Tuloksesi on Raskaana. Tulosikkunan viivojen ulkonäkö saattaa vaihdella, mutta tulos on kuitenkin Raskaana huolimatta siitä, kuinka vaalea tai tumma viiva on.

Kuva B: Tämä tapahtuu todennäköisemmin, kun teet testin ennen kuukautisten oletettua alkamispäivää, jolloin hCG-pitoisuudet voivat olla suhteellisen alhaisia.

Kuva C: Tämä ei ole epätavallista, kun teet testin kuukautisten oletettuna alkamispäivänä tai hiukan sitä ennen tai sen jälkeen.

Kuva D: Tämä tapahtuu todennäköisemmin silloin, kun teet testin monta päivää kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että noudatat ohjeita.

www.clearblue.com

Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10-13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluasi saatetaan vastata englanniksi.

0800 774 150

Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloitaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaus ilmoittamaan pakkauksen eränumero.

Saat raskauteen liittyviä lisätietoja ja yleisiä ohjeita verkkosivuiltamme osoitteesta **www.clearblue.com**

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneve, Sveits
Clearblue on SPD:n tavaramerkki.

© 2016 SPD. Kaikki oikeudet pidätetään.

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön.

Säilytä huoneenlämmössä.

Anna lämmitä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan,

jos testiä on säilytetty jääkaapissa.

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Vain *in vitro* -diagnostiseen käyttöön.

Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut.

Älä käytä testipaukkoa, jonka viimeinen käyttöpäivä on mennyt.



0843



IVD	In vitro -diagnostinen lääketieteellinen laite	LOT	Eräkoodi
	Valmistaja		Viimeinen käyttöpäivä
	Ei saa käyttää uudelleen.		Lämpötila- raja 2–30 °C